



Opalescence



Sistema de Clareamento Dental

VENDA SOB PRESCRIÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO



1. O produto deve ser mantido em temperatura de 2-27°C. Se refrigerado, antes da utilização deixe o produto atingir a temperatura ambiente. Isto fará a moldeira aderir melhor aos dentes. Retire da embalagem.



3. Sogue ligeiramente a moldeira para baixo. **NÃO MORDA OU PRESSIONE A MOLDEIRA!** O contato entre o gel e a gengiva causa irritação e sensibilidade.



5. Com um leve movimento de sucção (como um beijo), adapte a moldeira na arcada.



2. Centralize a moldeira na arcada.



4. Remova a moldeira externa (verde).



6. Utilize Opalescence Go 10% por 30-60 minutos e Opalescence Go 15% por 15-20 minutos por dia. Ao término, remova as moldeiras e escove os dentes.

PRECAUÇÕES

1. Consulte seu dentista para qualquer dúvida sobre o uso adequado deste produto, incluindo o tempo do tratamento.
2. Alguns pacientes relataram desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta ou língua. Se qualquer um destes sintomas persistirem mais do que 2 dias ou se piorarem progressivamente, entre em contato com seu dentista. Estes efeitos secundários desaparecem normalmente dentro de 1 a 3 dias após a interrupção do tratamento.
3. Uma pequena porcentagem de pacientes relata sensibilidade nos dentes com o clareamento. Se isto acontecer, interrompa o tratamento e entre em contato com seu dentista.
4. Mulheres grávidas ou amamentando, ou pacientes com problemas sérios de saúde, não devem utilizar o produto. Consulte seu médico antes de iniciar o tratamento.
5. A saúde gengival e geral devem encontrar-se em bom estado antes de iniciar o tratamento.
6. Se o paciente tiver uma alergia conhecida ou sensibilidade química a peróxidos, carbopol, glicerina, etc., o Opalescence Go NÃO deve ser utilizado. O sabor de menta pode ser irritante para alguns pacientes. Se o paciente tiver uma sensibilidade conhecida a menta, utilize Opalescence PF regular.
7. Não use alvejante doméstico para clarear os dentes.
8. Não fume, beba ou alimente-se durante o a utilização da moldeira de clareamento.
9. Os dentes são naturalmente mais escuros ao longo da linha da gengiva. Estas áreas poderão demorar mais tempo para clarear do que o resto da superfície do dente e normalmente permanecem ligeiramente mais escuras.
10. Manchas brancas no esmalte ou que aparecem durante o clareamento poderão harmonizar-se durante a continuação do processo de clareamento.
11. Coroas, pontes, dentaduras parciais, facetas e restaurações de resina composta não clareiam.
12. Ao longo do tempo, o café, tabaco e outros produtos podem voltar a manchar os seus dentes. Se isto acontecer é possível repetir o tratamento.
13. Amálgamas antigos ou amálgamas de prata podem deixar uma cor roxa escura na moldeira de clareamento; isto é normal.
14. Comidas e bebidas com elevado teor de ácido cítrico podem provocar sensibilidade nos dentes se consumidos logo após o clareamento.
15. Manter fora do calor/luz solar. Não congelar. Não utilize o produto fora do prazo de validade.
16. Não engula o gel ou a água do enxaguamento. Evite o contato direto da superfície ativa do produto de clareamento com as gengivas e/ou o fluxo salivar. O produto contém peróxido e flúor; engolir grandes quantidades pode ser prejudicial.
17. Evitar o contato com os olhos.
18. Mantenha o produto fora do alcance de crianças
19. Não reutilize para evitar contaminação cruzada.

Opalescence Go® Menta

Nome Técnico do produto:

Agente Clareador Dental (2101392)

Responsável Técnico: Claudia Cavani Kurozawa

CRQ/SP nº: 04261572

ANVISA nº: 80279910061



VALIDADE



NÚMERO DO LOTE



NÚMERO DO CATÁLOGO



VER INSTRUÇÕES
PARA USO



VENDA SOB
PRESCRIÇÃO



RISCO À SAÚDE



PROIBIDO
REPROCESSAR



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
RECOMENDADA



MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS

0800 773 5100 ULTRADENT.COM.BR

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.



Fabricado por:

Ultradent Products Inc. – 505 West 10200 South - South Jordan, UT 84095 USA

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda. – CNPJ: 06.295.846/0001-82

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121 - Itaici, Indaiatuba – SP, CEP: 13340-350

Importado e distribuído por:

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda. – Indaiatuba - SP

MP00102.3 221019