

PermaFlo® Pink

EN-Flowable Composite
DE-Flüssiges Komposit
FR-Ciment dentaire composite liquide

NL-Vloeibaar composiet
IT-Composto scorrevole
ES-Fluido Compuesto Rosado
PT-Compósito Fluido

SV-Flytande komposit
DA-flydende kompositmateriale
FI-Flowable Composite
EL-Σύνθετη ρευστή ρητίνη

PermaFlo® Pink Flowable Composite

Description & Indications:

PermaFlo Pink is a light-cured, radiopaque, methacrylate-based flowable composite. PermaFlo Pink contains 1um average particle size with narrow upper limit particle distribution. It is thixotropic, 68% filled.

Indications:

Use PermaFlo Pink to mask gingival recession where root structure is exposed.

Procedure:


1. Remove luer lock cap and attach a disposable Micro 20 gauge tip securely onto syringe.
2. Isolate preparation with cord and or rubber dam to control sulcular fluid.
3. Etch 20 seconds.
4. Apply dentin bonding agent (We recommend PQ1). Air thin, light cure 20 seconds.
5. Apply first layer of PermaFlo Pink 0.5 - 1 mm and light cure. Follow with 2 mm increments as needed. Light cure each resin layer 20 seconds, see Fig.1.
6. Shape with appropriate finishing burs. Finish with strips, polishing cups, and wheels or disks as appropriate. We recommend Jiffy® Polishing system for shine, ending with Jiffy HiShine, see Fig. 2.

Precautions:

1. Partially cured material will have deficient physical properties, including strength, wear resistance retention, marginal integrity and color stability.
2. Incompletely cured material could also cause pulpal irritation. Use only high-quality curing units check units periodically with a light meter.

3. The oxygen inhibition layer should not be removed or disturbed during incremental layering because it optimizes the bond to each succeeding layer.

4. Any resin can be sensitizing to skin or can cause allergic reaction if individual is already sensitized. Therefore, wash area of skin exposed to resin completely to remove material. If dermatitis, rash or other allergic reaction is observed, see a physician.
5. Syringe caps should be replaced following use to prevent polymerization (as composite resins are activated).



EN Isolate preparation with retraction cord and/or rubber dam. Etch 20 seconds.

Apply puddled coat of PQ1, air thin, light cure 20 seconds.

Adapt PermaFlo Pink to appropriate contour. Verify no overhanging margins are present.

Complete contouring with appropriate burs, cups, disks, etc. Finish with Jiffy HiShine.

DE Isolieren Sie die vorbereitete Stelle mit einer Rückzugschnur und/oder einem Gummidamm. 20 sec. lang beizen.

Tragen Sie das PQ1® üppig auf, blasen Sie es mit Pressluft dünn und härten Sie es mit einem Lichthärtegerät für 20 min. aus.

Passen Sie das PermaFlo Pink den angemessenen Konturen an. Stellen Sie sicher, dass keine Kanten überstehen.

Geben Sie den Konturen einen abschließenden Schliff mit den jeweils passenden Instrumenten, wie Bohrer, Kappen, Scheiben u.s.w. Abschließend mit Jiffy® HiShine polieren.

FR Isoler la préparation avec un cordon de rétraction et/ou une digue. Décapez pendant 20 secondes.

Appliquez une couche de PQ1® puddlé, allongez à l'air, polymérisez à la lampe pendant 20 secondes.

Ajustez PermaFlo Pink au contour approprié. Vérifiez qu'il n'y pas de bord débordant.

Terminez le bouturrillage avec les fraises, cuillères, disques etc. appropriés. Finissez avec Jiffy® HiShine.

NL Isoleer preparaat met retractiekoord en/of rubberdam. Ets gedurende 20 seconden.

Breng druppelgewijs een laagje PQ1® luchtdun aan, licht uitharden gedurende 20 seconden.

Vorm PermaFlo in de juiste contour. Controleer of er geen overhangende randen zijn.

Bewerk de contouren met de daarvoor bestemde boortjes, spaletjes, slijpschijfjes etc. Polijst na met Jiffy® HiShine.

IT Isolare la preparazione con la corda di ritrazione e/o con la diga di gomma. Mordantare per 20 secondi.

Applicare il rivestimento di PQ1®, esporre all'aria ed esporre alla luce per 20 secondi.

Adattare PermaFlo Pink al contorno adatto. Verificare che non ci siano margini in avanzo.

Completare il contorno con gabbie, tazze, dischi, ecc. Finire con Jiffy® HiShine.

ES Aísle la preparación con un cordón de contracción y/o dique de hule. Grabar 20 segundos.

Aplique una capa mezclada de PQ1®, ventile ligeramente, fotopolimerice por 20 segundos.

Adapte PermaFlo Rosado al contorno apropiadamente. Verifique que no sobresalga por los márgenes.

Complete los contornos apropiadamente con taladro de dentista, tazas, discos, etc. Realice el acabado con Jiffy® HiShine.

PT Isole o preparado com um fio de retracção gengival e/ou dique de borracha. Ataqué ácido durante 20 segundos.

Aplique uma camada fina de PQ1®, espalhe com jacto de ar, fotopolimerize durante 20 segundos.

Adapte o PermaFlo Pink ao contorno apropriado. Verifique no se não existem margens salientes.

Complete o contorno com brocas, copos e discos apropriados, etc. Finalize com Jiffy® HiShine.

SV Isolera preparationen med reaktionstråd och/eller gummiduk. Etsa 20 sekunder.

Applicera ett tät lager av PQ1®, tunnna ut skiktet genom att luftblåsa, ljushärda i 20 sekunder.

Anpassa PermaFlo Pink till rätt kontur. Säkerställ att det inte finns några överskott.

Avsluta kontureringen med rätt finisheringsborstar, koppar, trissor, etc. Finishera med Jiffy® HiShine.

DA Isolér præparationen med reaktionstråd og/eller kofferdam. Ets i 20 sekunder.

Applicér et lag PQ1®, lyspolymerisér i 20 sekunder.

Tilpas PermaFlo Pink, så der opnås passende konturer. Kontrollér, at der ikke er overhangende marginer.

Afslut kontureringen med egnede bor, kopper, skiver osv. Finpuds med Jiffy® HiShine.

FI Isolate preparation with retraction cord and/or rubber dam. Etch 20 seconds.

Apply puddled coat of PQ1, air thin, light cure 20 seconds.

Adapt PermaFlo Pink to appropriate contour. Verify no overhanging margins are present.

Complete contouring with appropriate burs, cups, disks, etc. Finish with Jiffy HiShine.

EL Απομονώστε την παρασκευή με κλωστή απόθησης ή/και ελαστικό απομονωτήρα. Αδροποιήστε για 20 δευτερόλεπτα.

Τοποθετήστε επεξεργασμένη επίτρωση PQ1®, λεπτύνετε με αέρα, φωτοπολυμερίστε για 20 δευτερόλεπτα.

Προσαρμόστε το PermaFlo Pink στο κατάλληλο περίγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προεξέχοντα όρια.

Ολοκληρώστε το περίγραμμα με κατάλληλες φρέζες, παρεμβύσματα, δίσκους, κ.λπ. Τελειώστε με Jiffy® HiShine.




Fig. 1



Fig. 2

Flowable Composite
PermaFlo® Pink

EN-Key: NL-Erklärung der Packungssymbole: PT-Legenda: FI-Merkkiien selitykset:
DE-Legende: IT-Legenda: SV-Teckenförklaring: EL-Κλειδιά:
FR-Explication: ES-Clave: DA-Tegnforklaring:

EN-Batch code DE- Chargennummer FR- Numéro de lot NL- Batchcode IT- Numero di lotto ES- Código de partida PT- Código do lote SV- Satskod DA- Batchkode FI- Eräkkoodi EL- Κωδικός παρτίδας	EN- Catalog number DE- Katalognummer FR- Numéro de catalogue NL- Catalogusnummer IT- Numero di catalogo ES- Número de catálogo PT- Número de catálogo SV- Katalognummer DA- Katalognummer FI- Luettelonumero EL- Αριθμός καταλόγου	EN-Irritant DE- Irritierend FR-Irritant NL- Iriterend IT-Irritante ES-Irritante PT-Irritante SV- Irriterande DA-Lokalirriterende FI-Ärsyttävä EL- Ερεθιστικός	EN- Use by date DE- Verfallsdatum FR- Date de péremption NL- Uiterste gebruiksdatum IT- Utilizzare entro PT- Validade SV- Valldade DA- Anvendelses inden FI-Ärskytävä EL- Αναλυση ζωας	EN-Refrigerate DE- Kühlen FR-Réfrigérer NL-in de koelkast bewaren IT-Conservare in frigorifero ES-Refrigerar SV-Kyl ned DA-Opbevares i køleskab FI-Jäähdyttävä. EL- Το διατηρείται στο ψυγείο

EN - For Professional use only. DE - Nur für professionelle Anwendungen. FR - Destinée à une utilisation professionnelle uniquement. NL - Uitsluitend voor professioneel gebruik. IT - Solo per uso professionale. ES - Sólo para uso profesional. PT - Destina-se apenas à utilização profissional. SV - Endast för yrkesmässigt bruk. DA- Må kun anvendes af landtjegerpersonal. FI - Vain ammattikäyttöön. EL - Μόνο για επαγγελματική χρήση.	EN- Keep products out of heat/sunlight. DE- Produkt nicht in die Sonne legen oder Hitze aussetzen. FR- Gardez les produits loin de la chaleur/de la lumière. NL- Zorg dat het product niet aan hitte/zonlicht wordt blootgesteld. IT- Tenere i prodotti lontano dalle fonti di calore e dalla luce del sole. ES- Mantenga estos productos alejados del calor y de la luz solar. PT- Mantar fora do calor/luz solar. SV- Produkterna ska hållas borta från hetta/solljus. DA- Produktene skal holdes væk fra varme/sollys. FI- Suojaa tuote kuumaalta ja auringonvalolta. EL- Διατηρήστε τα προϊόντα μακριά από θερμότητα/ηλιαφως.

Ultradent syringes have an expiration date stamped on the side of the syringe consisting of one letter and three numbers. The letter is a lot number used for manufacturing purposes and the three numbers are the expiration date. The first two numbers are the month, and the third number is the last number of the year.

For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or call Toll Free 1-800-552-5512. Outside U.S. call (801) 572-4200 or visit www.ultradent.com.

For product SDS
 Please visit our website:
www.ultradent.com

EN- Recharge
 DE- Nachfüllen
 FR- Recharger
 NL- Aanvullen
 IT- Ricaricare
 ES- Recargar
 PT- Recarregar
 SV- Fylla på
 DA- Genfyld
 FI- Täydentää
 EL- Αναπληρώστε το

0 = 10 min
 1 = 2 min
 2 = 3 min
 3 = 4 min
 4 = 5 min
 5 = 10 min

HAZARD ALERTS

Reactivity

Flammability

Health

General Precautions:

- For Professional use only.
- Review instructions, precautions, and SDS before beginning treatment. Use only as directed.
- Keep products out of heat/sunlight.
- Avoid skin exposure to resins.
- Isolate strong chemicals to area of treatment.
- Confirm that patient has no known allergies to treatment materials.
- Test flow of materials from syringe and tip before using intraorally.
- Never force syringe plungers.
- Use Ultradent® Syringe Covers and/or clean and disinfect syringes between patients.
- Use standard curing lights with all light polymerized/activated materials.

EN

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:

- Nur für professionellen zahnmedizinischen Gebrauch.
- Lesen Sie die Gebrauchsinformationen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Behandlung beginnen. Verwenden Sie die Materialien nur gemäß Vorschrift.
- Schützen Sie die Produkte vor Hitze und direktem Sonnenlicht.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit Kunststoff-Materialien.
- Beschränken Sie den Einfluß stark wirkender Agenzien auf das Behandlungsgebiet.
- Fragen Sie den Patient nach bekannten Allergien auf die zur Behandlung verwendeten Materialien.
- Prüfen Sie den Fluß des Materials aus der Spritze und durch den Spritzenansatz, bevor Sie intraoral applizieren.
- Drücken Sie einen Spritzenstempel nie mit Gewalt ein.
- Verwenden Sie Ultradent®-Spritzenhüllen und/oder reinigen und desinfizieren Sie die Spritzen nach jedem Patienten.
- Verwenden Sie für Materialien, die durch Licht zu polymerisieren bzw. zu aktivieren sind, die üblichen Polymerisationslampen.

DE

Precautions générales:

- Exclusivement réservé à l'usage professionnel.
- Voire les instructions, les précautions et la notice de sécurité avant le traitement. Utiliser uniquement selon les instructions.
- Tenir les produits à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur.
- Éviter le contact des résines avec la peau.
- Limiter l'application des produits aux seules zones de traitement.
- S'assurer que le patient ne présente aucune allergie aux produits utilisés lors du traitement.
- Tester le débit des matériaux à travers les seringues et les embouts d'application avant toute utilisation intra-buccale.
- Né jamais forcer sur le piston des seringues.
- Utiliser les couvre-seringues Ultradent® et/ou nettoyer et désinfecter les seringues après utilisation.
- Utiliser une lampe à photopolymériser standard avec les matériaux photopolymérisables ou photoactivables.

FR

Precautions generales:

- Uitsluitend bestemd voor aflevering aan een toespasing door tandarts.
- Raadpleeg gebruiksaanwijzing en houd rekening met de daarin genoemde aanbevelingen. Gebruik alleen zoals is beschreven.
- Bewaar de producten koel en donker.
- Vermijd huidcontact met harsen.
- Appliqueer alleen daar waar nodig.
- Overtuig u ervan dat de patiënt niet allergisch is voor de toegepaste materialen.
- Test het functioneren van spuitjes alvorens intra-oraal te gebruiken.
- Oefen nooit overmatige kracht uit bij de spuitjes.
- Gebruik Ultradent® Syringe Covers en/of schone spuitjes bij elke patiënt.
- Gebruik steeds gestelde lichttherapie-apparaten.

NL

Precauzioni Generali:

- Prodotto riservato all'uso professionale.
- Prima di iniziare il trattamento vanno esaminate le istruzioni, le precauzioni d'uso ed i moduli per la sicurezza dei prodotti (SDS). Utilizzare esclusivamente nei modi indicati.
- Conservare i prodotti al riparo dal calore e dall'esposizione diretta alla luce del sole.
- Evitare l'esposizione della pelle alle resine.
- La presenza di prodotti chimici forti deve essere isolata all'area di trattamento.
- Verificare che il paziente non sia allergico ai prodotti scelti per il trattamento.
- Prima dell'uso intraorale deve essere verificato il flusso del materiale dalla siringa e dalla punta.
- Non forzare mai gli stantuffi delle siringhe.
- Usare le guaine Ultradent® Syringe Covers e/o pulire e disinfettare la siringa dopo ciascun paziente.
- Utilizzare lampade polimerizzatrici convenzionali per tutti i materiali fotopolimerizzabili e fotofotabil.

IT

Precauciones Generales:

- Para uso exclusivo de Profesionales.
- Antes de empezar el tratamiento, revise las instrucciones, precauciones y el SDS. Sigaa las instrucciones.
- Siempre mantenga los productos alejados del calor y de la luz solar.
- Evite el contacto de las resinas con la piel.
- Aisole los químicos fuertes del área de tratamiento.
- Asegúrese que el paciente no es alérgico a los materiales.
- Antes de usar en la boca, verifique que los materiales fluyan de la jeringa y la punta.
- Nunca empuje con fuerza el émbolo.
- Use las cubiertas para jeringas de Ultradent® y/o limpie y desinfecte las jeringas entre pacientes.
- Utilice luces de fotocurado corrientes con todos los materiales activados/polimerizables con luz.

ES

Precauções gerais:

- Somente para uso profissional.
- Leia instruções, precauções e SDS antes de começar o tratamento. Utilizar só como indicado.
- Mantenha os produtos longe do calor e da luz solar direta.
- Evitar contacto com a pele.
- Aplicar substâncias químicas fortes só na área de tratamento.
- Confirmar se os pacientes não tem alergias aos materiais utilizados.
- Testar o escoamento dos materiais através da seringa e ponta antes da aplicação intraoral.
- Nunca forçar os êmbolos da seringa.
- Utilizar protectores de seringa Ultradent® e/ou desinfectar seringas entre cada tratamento.
- Utilizar luzes de polimerização standard com todos os materiais fotopolimerizáveis.

PT

Generella försiktighetsåtgärder:

- Enbart för professionell bruk.
- Läs bruksanvisningar, försiktighetsåtgärder, och varuformationsblad innan behandling påbörjas. Använd endast enligt anvisning.
- Håll produkten borta från värme och solljus.
- Undvik hudkontakt med resiner.
- Håll behandlingsområdet isolerat från starka kemikalier.
- Kontrollera att patienten inte är allergisk för behandlingsmaterial.
- Testa att materialet flyter fritt ur sprutets spets innan användning intraoralt.
- Tvinga ej med "vård" hårt tryck pistonen i sprutan.
- Använd Ultradent® sprutskydd och/eller rengör och desinficera sprutorna mellan patienter.
- Använd vanligt ljushärdningslampa till alla ljusaktiverade polymeriseringsmaterial.

SV

Generelle forholdsregler:

- Kun til professionelt brug.
- Læs vejledningen, forholdsreglerne og sikkerhedsdatabladet før behandlings start. Brug kun anvendes som foreskrevet.
- Udsæt ikke produktet for varme og sollys.
- Undgå hudkontakt med resiner.
- Isoler stærke kemikalier til behandlingsområdet.
- Bekræft at patienten ikke har kendte allergier mod de produkter, der anvendes ved behandling.
- Check at materialet flyder frit fra sprøjte og spids før brug intraoralt.
- Undlad at bruge voldsom kraft til at tvinge et stemple i funktion. Hvis stemplet ikke glider uhindret bør årsagen udføres først.
- Brug Ultradent® sprøjteskåper og/eller rengør og desinficér sprøjterne efter hver patient.
- Brug almindelig polymeriseringslampe til alle lysfølsomme materialer.

DA

Yleiset ohjeet:

- Vain ammattikäyttöön.
- Tutustu käyttöohjeisiin, suojaustoimenpiteisiin ja käyttöohjeisiin suositustiedotteeseen ennen toimittamista alottamista. Käytä ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lämmöltä ja auringonvalolta suojattuna.
- Vältä ihokosketusta resiniin kanssa.
- Eristä käsiteltävä alue vahvoista kemikaaleista.
- Varmista, että potilaalla ei ole todettuja allergioita hoitotiloinnissa käytettävälle aineelle.
- Testaa materiaalin juoksevuus ruiskusta ja kärjestä ennen materiaalin käyttöä intraoraalisesti.
- Älä käytä liikaa voimaa painaessasi ruiskun mäntää.
- Käytä Ultradent® ruiskusuojaa jätäl puhdistus kappaleiden välillä.
- Käytä standardisuijulia valokovettajia kaikkien valokovettisten materiaalien kanssa.

FI

GENIKES ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Για επαγγελματική χρήση μόνο.
- Διαβάστε τις οδηγίες, προφυλάξεις και SDS πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία.
- Να το χρησιμοποιείτε πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τα προϊόντα από την έκθεση τους στο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασία.
- Αποφύγετε την επαφή των οργάνων γιγχαίνω μόνο στην περιοχή της θεραπείας.
- 5.Προσέχετε την επαφή των οργάνων γιγχαίνω μόνο στην περιοχή της θεραπείας.
- 6.Να επαληθεύσετε ότι ο ασθενής δεν έχει καμιά γνωστή αλλεργική αντίδραση στα υλικά της θεραπείας.
- 7.Να δοκιμάσετε τη ροή των υλικών από τη σύριγγα και το εγχυος πριν-τα χρησιμοποιήσετε ενδοστοματικά.
- 8.Μην πιέζετε ποτέ με δύναμη το έμβολο της σύριγγας.
- 9.Να χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά καλύμματα σύριγγας της Ultradent® και να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε τις σύριγγες μεταξύ των ασθενών.
- 10.Να χρησιμοποιείτε μια κοινή συσκευή φωτοπολυμερισμού για όλα τα φωτοπολυμεριζώμενα / φωτοσυνθετιζόμενα υλικά.