

Chromaclone® PVS Impression Material

Description/Indications:

Chromaclone® PVS Impression Material is a superhydrophilic vinyl polysiloxane impression material and is an exciting new advancement in prosthodontics. Chromaclone PVS can be utilized for all final impressions for fixed or removable prosthodontics including crowns, bridges, dentures, partial dentures, and implants or whenever impression accuracy is of the prime concern. Chromaclone PVS putty or Clone Bite can be used for all bite registrations.

Procedure:

CARTRIDGES:

1. Load the cartridge in the dispensing gun.
2. Immediately prior to taking the impression remove the cartridge cap and discard.
3. Gently squeeze the dispenser to bleed enough material from the cartridge to ensure even flow of the base and catalyst. (About 1/4 inch of material).
4. Attach the mixing tip.

5. Squeeze the dispenser in order to extrude the product.
6. After use, store cartridges on end with the used mixing tips attached to protect the remaining materials from contamination.
7. Always bleed the cartridge before each use (see number 3 above).

Use Ultradrant's Impression Mixing Tips attached to impression cartridge with intraoral tip to mix material and inject around preparation or use Ultradrant's Impression FX Tip and impression syringe to inject and burnish material around preparation.

TIPS:
Use Ultradrant's Impression Mixing Tips attached to impression cartridge with intraoral tip to mix material and inject around preparation or use Ultradrant's Impression FX Tip and impression syringe to inject and burnish material around preparation.

PLEASE NOTE:

The temperature of Chromaclone PVS Impression Material affects the working and setting times.

Ideally it should be kept at room temperature (18-25° C) or (65-77° F).

Avoid contaminating Chromaclone PVS Impression Material with chemicals that could inhibit the set (e.g. acrylic and methacrylate residues, latex rubber and sulphur compounds).

ULTRADRANT UNIVERSAL TRAY ADHESIVE:

Use of the tray adhesive is very important. For an accurate impression, coat tray with a thin layer including the edge.

Let adhesive dry for 2 minutes before making impression.

TRAYS:

We recommend Chromaclone plastic disposable trays or any other rigid trays. We recommend applying a thin layer of tray adhesive to all trays.

DISPENSING AND GUN ASSEMBLY:

The Ultradrant Impression Gun can be sterilized using heat sterilizers, including STATIM Autoclaves, conventional autoclaves, chemical vapor, or dry heat sterilizers.

DISINFECTION:

The impressions should be rinsed under cold running water after removal from the mouth. Soaking for 30 minutes in liquid disinfectants such as 2% glutaraldehyde (acidic), 0.5% - 1% sodium hypochlorite, 0.1% - 1.5% providone-iodone (halogenated phenol) or 0.13% glutaraldehyde (neutral) will not affect the surface or dimensions.

CASTING:

The impression may be poured immediately after removal from the mouth following disinfection. Surface tension will be reduced if the impression is briefly washed out with a surfactant. Rinse thoroughly afterwards with water.

Ultradrant Impression Materials are compatible with all dental stones, epoxy resins, and polyurethanes.

CONTRA-INDICATIONS

There are no known contra-indications provided when the product is used as directed. There are no known harmful reactions or secondary effects on patients and/or dental personnel using vinyl polysiloxane impression materials.

IMPORTANT NOTES AND PRECAUTIONS

The temperature of Chromaclone PVS Impression Material affects working time. Ideally it should be kept at room temperature between 5-27° C (41-80° F). Even within those boundaries, changes in temperature will affect the working time: A 2° C temperature increase will shorten working time 10-15 seconds; conversely, a 2° C temperature decrease will lengthen working time 10-15 seconds. You may refrigerate to increase working and setting times. Always "bleed" the cartridge before each use by extruding a quarter inch of material before applying a fresh mixing tip. This will ensure even dispensing of fresh base and catalyst pastes. For even more precise application, Ultradrant's Intraoral tips are available.

1. Certain chemical agents like superoxol or hydrogen peroxide may interfere with the set of Chromaclone PVS, care should be taken to remove these residual materials from impression site. Latex gloves (or anything that contains sulfur) and hand lotions can inhibit or contaminate setting of all Chromaclone PVS impression materials.

Powder free or polyethylene gloves are recommended or wash hands thoroughly and mix putty bare handed.

2. Proper care should always be taken to ensure good preparation, cleanliness, and moisture control including hemorrhage and saliva in order to achieve an adequate impression.

3. There is no bubbling or gasing with Chromaclone PVS.

4. Disinfection can be accomplished with any appropriate disinfectant following the original manufacturer's procedures.

5. Multiple casts can be poured from an impression and Chromaclone PVS is compatible with all gypsum products, electroplating and refractory casts for up to 15 days.

6. Temperature affects all set times. All testing for working and setting times was done at 72° F/22° C.

Shelf life is at least 3 years.


7. Do not wear latex gloves or hand lotions while mixing the putty. Wash hands and mix equal amounts of catalyst and base.

COMPATIBILITY

Chromaclone PVS Impression Material is addition-reaction type silicone impression material. It may not be combined with standard or condensation type silicone materials or poly ether materials.

Technical Data:

Heavy, Medium, Light/Wash, Super Light Regular Set	Working Time	2:30 min
	Total Setting Time	5:00 min
Heavy, Medium, Light/Wash, Super Light Fast Set Total	Working Time	1:15 min
	Total Setting Time	2:45 min



EN Load cartridge in dispensing gun.

DE Laden Sie die Patrone der Spenderpistole.

FR Chargez la cartouche dans le pistolet distributeur.

NL Breng de patroon in het spuitstulp aan.

IT Inserire la cartuccia nella siringa di applicazione.

ES Cargue el cartucho en la pistola dispensadora.


PT Introduza o cartucho na pistola distribuidora.

SV Ladda blandningspistolens med patronen.

DA Sæt magasinet ind i sprøjtepistolens.

FI Lataa patruuna annostelupistooliin.

EL Φορτώστε την φύσγγο στο πιστόλι έγχυσης.



EN Squeeze dispenser to extrude the product.

DE Drücken Sie das das Produkt aus dem Spender.

FR Pressez le pistolet pour extruder le produit.

NL Knijp de houder zodat het product eruit vloeit.

IT Schiacciare il tubo per far uscire il prodotto.

ES Apriete el dispensador para extraer el producto.


PT Pressione o distribuidor para retirar o produto.

SV Sätt fast blandningsspetstuben.

DA Tryk på blandesprøjten for at presse produktet ud.

FI Pursota tuotetta pistooliin liipaisinta puristamalla.

EL Πιέστε το διανομέα για την εξαγωγή του προϊόντος.



EN Remove cartridge cap.

DE Entefernen Sie den Verschluss der Patrone.

FR Enlevez le capuchon de la cartouche.

NL Verwijder de patroondop.

IT Levare il cappuccio della cartuccia.

ES Retire la tapa del cartucho.

PT Remova a tampa do cartucho.


SV Avlägsna försinglingen på patronen.

DA Tag hættten af magasinet.

FI Poista patruunan korkki.

EL Αφαιρέστε το κάλυμμα της φύσγγο.

Chromaclone® PVS



EN Express a small amount on pad to ensure even flow.

DE Drücken Sie eine kleine Menge auf das Pad, um gleichmäßigen Fluss zu gewährleisten.

FR Exprimez une petite quantité de produit sur le coussin pour assurer un écoulement régulier.

NL Druk een kleine hoeveelheid op het blad om een gelijkmatige stroom te waarborgen.

IT Farne uscire un po' per assicurare il flusso continuo.

ES Vierta una pequeña cantidad en la almohadilla para asegurar un flujo parejo.


PT Esprima uma pequena quantidade numa compressa para assegurar um fluxo regular.

SV Pressa ut en liten mängd material på dynan för att säkerställa ett jämnt flöde.

DA Tryk en lille mængde ud på blokken for at sikre et jævnt flow.

FI Purista pieni määrä sekoitusustalle tasaisen virtauksen varmistamiseksi.

EL Έγχυστε μια μικρή ποσότητα σε ένα επίθεμα, προκειμένου να βεβαιωθείτε για την ομοιά ροή.



EN Attach mixing tip.

DE Bringen Sie die Mixspitze an.

FR Fixez l'embout mélangeur.

NL Bevestig de mengtip.

IT Collegare la punta di miscelazione.

ES Fije la punta mezcladora.

PT Coloque a ponta de mistura.

SV Sätt fast blandningsspetstuben.

DA Sæt blandespidens på.

FI Kiinnitä sekoituskärki.

EL Προσαρτήστε το ρόγχος ανάμυξης.



Gently squeeze the dispenser to bleed enough material from the cartridge to ensure even flow of the base and catalyst (about 1/4 inch of material).

EN Drücken Sie eine kleine Menge auf das Pad, um gleichmäßigen Fluss zu gewährleisten.

DE Presser doucement le pistolet pour faire sortir assez de produit de la cartouche pour assurer un écoulement régulier de la base et due catalyseur (environ 1/2 cm de matériau).

NL Knijp de houder zachtjes om voldoende materiaal uit de patroon te laten stromen om zoddende een gelijkmatige stroming van het basismateriaal en de katalysator (omg. 0,6 cm materiaal) te waarborgen.

FR Schiacciare dolcemente il tubo per far uscire una quantità sufficiente di materiale per assicurare il flusso della base e del catalizzatore (circa 1/2 cm di materiale).

IT Apriete suavemente el dispensador para extraer el material del cartucho y asegure un flujo parejo de la base y catalizador (cerca d 1/4 de pulgada de material).

PT Pressione o distribuidor para extraer el producto.

SV Sätt fast blandningsspetstuben.

DA Tryk på blandesprøjten for at presse produktet ud.

FI Pursota tuotetta pistooliin liipaisinta puristamalla.

EL Πιέστε το διανομέα για την εξαγωγή του προϊόντος.

Aperte suavemente o distribuidor para retirar material suficiente do cartucho para assegurar um fluxo regular da base e do catalizador (cerca de 64 mm de material).

SV Kläm försiktigt på pistolen för att erhålla tillräckligt material ut af magasinet för att säkerställa ett jämnt flöde av bas och katalysator (omkring 0,6 cm med material).

DA Tryk let på blandesprøjten for at trykke tilstrækkeligt materiale ud af magasinet til at sikre et jævnt flow af base og katalysator (ca. 1/2 cm materiale).

FI Pursota liipaisinta painamalla patruunastra riittävästi materiaalia (n. puoli senttimetriä) perustassaan ja katalyyttin tasaisen virtauksen varmistamiseksi.

IT Apriete suavemente el dispensador para extraer el material del cartucho y asegure un flujo parejo de la base y catalizador (cerca d 1/4 de pulgada de material).

PT Pressione o distribuidor para extraer el producto.

SV Sätt fast blandningsspetstuben.

DA Tryk på blandesprøjten for at presse produktet ud.

FI Pursota tuotetta pistooliin liipaisinta puristamalla.

EL Πιέστε το διανομέα για την εξαγωγή του προϊόντος.



After use, store cartridge on end with used tip attached.

EN Patrone nach Gebrauch mit der gebrauchten Spitze am Ende aufbewahren.

FR Après utilisation, rangez la cartouche debout avec l'embout utilisé encore attaché.

NL Na gebruik, sla patroon op met de gebruikte top erop.

IT Schiacciare il tubo per far uscire il prodotto.

ES Luego de utilizarlo, almacene el cartucho de manera vertical con la punta utilizada y fija.

PT Após uso, guarde o cartucho com a ponta colocada.

SV Efter användning ska patronen förvaras stående, med den använda spetsen fastsatt.


DA Efter brug skal magasinet opbevares lodret med den brugte spids på.

FI Säilytä patruuna käytön jälkeen pystyasennossa kärki kiinnitettynä.

EL Μετά από τη χρήση, φυλάξτε την φύσγγο όρθια, με το χρησιμοποιημένο ρόγχος προσαρτημένο.




EN- Do not re-use to avoid cross contamination
 DE- Um Kreuzkontamination zu vermeiden, nicht erneut benutzen
 FR- Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée
 NL- Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen
 IT- Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata
 ES- No reutilice para evitar la contaminación cruzada
 PT- Não reutilize para evitar a contaminação cruzada.
 SV- För undvikande av korskontaminering, återvänd inte
 DA- Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering
 FI- Älä käytä uudeelleen riskikontaminaation vältämiseksi.
 EL- Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφευχθεί η διασταυρωμένη μόλυνση



EN- Recommended Storage Temperature
 DE- Bei 2°C lagern
 FR- Température de stockage recommandée
 NL- Aanbevelen bewaartemperatuur
 IT- Temperatura di conservazione suggerita
 ES- Temperatura de Almacenamiento Recomendada
 PT- Temperatura de armazenamento recomendada
 SV- Rekommenderad förvaringstemperatur
 DA- Anbefalet opbevaringstemperatur
 FI- Suositeltava säilytyslämpötila
 EL- Συνιστάμενη θερμοκρασία αποθήκευσης



EN- For professional use only
 DE- Nur zur Verwendung durch Sachkundige
 FR- Destiné à un usage professionnel uniquement
 NL- Alleen voor professioneel gebruik
 IT- Esclusivamente ad uso professionale
 ES- Sólo para uso profesional
 PT- Apenas para uso profissional
 SV- Enbart för yrkeskunnad användning
 DA- Kun til professionel brug
 FI- Vain ammattikäyttöön
 EL- Για επαγγελματική χρήση μόνο



HAZARD RATING
 4 = Severe
 3 = Serious
 2 = Moderate
 1 = Slight
 0 = Minimal

Chromaclone® PVS
 Impression Material

CE

Manufactured for:
 Ultradent Products Inc
 505 West Ultradent Drive (10200 South)
 South Jordan, Utah 84095 USA
 Made in Italy

EC REP
 Ultradent Products GmbH
 Am Westshover Berg 30
 51149 Cologne Germany

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

For product SDS please see our website: www.ultradent.com
 1-800-552-6512; 801-572-4200



EN- See Instructions
 DE- Siehe Anleitung
 FR- Cf. instructions
 NL- Zie gebruiksaanwijzing
 IT- Vedere le istruzioni
 ES- Vea las instrucciones
 PT- Veja as instruções
 SV- Se anvisningar
 DA- Brug anvisningen
 FI- Lue käyttöohjeet
 EL- Άναγνώστε τις οδηγίες



EN- Lot Number
 DE- Chargennummer
 FR- Numéro du lot
 NL- Batchnummer
 IT- Numero del lotto
 ES- Número de lote
 PT- Número do lote
 SV- Satsnummer
 DA- Lotnummer
 FI- Eränumero
 EL- Αριθμός παρτίδας



EN- Recycle
 DE- Recyceln
 FR- Recycler
 NL- Recyclen
 IT- Riciclare
 ES- Recicla
 PT- Reciclar
 SV- Återvinna
 DA- Genbrug
 FI- Kierrätä
 EL- Ανακυκλώστε το



EN- Use by date
 DE- Verfallsdatum
 FR- Date de péremption
 NL- Uiterste gebruiksdatum
 IT- Utilizzare entro
 ES- Usar antes de
 PT- Usar até a data
 SV- Använd före datum
 DA- Udløbsdato
 FI- Viimeinen käyttöpäivä
 EL- Ημερομηνία λήξης

EN- Not for injection.
 DE- Nicht zur Injektion.
 FR- Ne pas injecter.
 NL- Niet injecteren.
 IT- Non per iniezione.
 ES- No debe inyectarse.
 PT- Não injetar.
 SV- Använd för injektion.
 DA- Ikke til injektion.
 FI- Ei injektokäyttöön.
 EL- Μην ενέψετε.

Keep out of reach of children.
 Shelf life 36 months.
 Store at room temperature between 5°C-27°C (41°F-80°F).

U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a state licensed dental professional.
 For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or call Toll Free 1-800-552-5512. Outside U.S. call (801) 572-4200 or visit our website at www.ultradent.com.

General Precautions:
 1. For Professional use only.
 2. Review instructions, precautions, and SDS before beginning treatment. Use only as directed.
 3. Keep products out of heat/sunlight.
 4. Avoid skin exposure to resins.
 5. Isolate strong chemicals to area of treatment.
 6. Confirm that patient has no known allergies to treatment materials.
 7. Test flow of materials from syringe and tip before using intraorally.
 8. Never force syringe plungers.
 9. Use Ultradent® Syringe Covers and/or clean and disinfect syringes between patients.

EN

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:
 1. Nur für professionellen zahnmedizinischen Gebrauch.
 2. Lesen Sie die Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsdatenblätter, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Nur wie angegeben verwenden.
 3. Schützen Sie die Produkte vor Hitze und direktem Sonnenlicht.
 4. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Kunststoff-Materialien.
 5. Beschränken Sie den Einfluß stark wirkender Agenzien auf das Behandlungsgbiet.
 6. Fragen Sie den Patient nach bekannten Allergien auf die zur Behandlung verwendeten Materialien.
 7. Prüfen Sie den Fluß des Materials aus der Spritze und durch den Spritzenansatz, bevor Sie intraoral applizieren.
 8. Drücken Sie einen Spritzenstempel nie mit Gewalt ein.
 9. Verwenden Sie Ultradent-Spritzenhüllen und/oder reinigen und desinfizieren Sie die Spritzen nach jedem Patienten.

DE

Précautions générales:
 1. Exclusivement réservé à l'usage professionnel.
 2. Lisez les instructions, les précautions et la FTSS avant de commencer le traitement. Utilisez uniquement comme indiqué.
 3. Tenir les produits à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur.
 4. Eviter le contact des résines avec la peau.
 5. Limiter l'application des produits aux seules zones de traitement.
 6. S'assurer que le patient ne présente aucune allergie aux produits utilisés lors du traitement.
 7. Tester le débit des matériaux à travers les seringues et les embouts d'application avant toute utilisation intra-buccale.
 8. Ne jamais forcer sur le piston des seringues.
 9. Utiliser les couvre-seringues Ultradent® et/ou nettoyer et désinfecter les seringues après utilisation.

FR

Algemene voorzorgsmaatregelen:
 1. Uitsluitend bestemd voor aflevering aan en toepassing door tandartsen.
 2. Neem de instructies, voorzorgsmaatregelen en het veiligheidsinformatieblad door voordat u met de behandeling begint. Alleen volgens de aanwijzingen gebruiken.
 3. Bewaar de producten koel en donker.
 4. Vermijd huidcontact met harsen.
 5. Appliceer alleen daar waar nodig.
 6. Overtuig u ervan dat de patiënt niet allergisch is voor de toegepaste materialen.
 7. Test het functioneren van spuitjes alvorens intra-oraal te gebruiken.
 8. Oefen nooit overmatige kracht uit bij de spuitjes.
 9. Gebruik Ultradent Syringe Covers en/of schone spuitjes bij elke patiënt.

NL

Precauzioni Generali:
 1. Prodotto riservato all'uso professionale.
 2. Rivedere le istruzioni, precauzioni e la scheda di sicurezza prima di iniziare il trattamento. Utilizzare solamente nel modo indicato.
 3. Conservare i prodotti al riparo dal calore e dall'esposizione diretta alla luce del sole.
 4. Evitare l'esposizione della pelle alle resine.
 5. La presenza di prodotti chimici forti deve essere isolata all'area di trattamento.
 6. Verificare che il paziente non sia allergico ai prodotti scelti per il trattamento.
 7. Prima dell'uso intraorale deve essere verificato il flusso del materiale dalla siringa e dalla punta.
 8. Non forzare mai gli stantuffi delle siringhe.
 9. Usare le guaine Ultradent Syringe Covers e/o pulire e disinfettare le siringhe dopo ciascun paziente.

IT

Precauciones Generales:
 1. Para uso exclusivo de Profesionales.
 2. Revise las instrucciones, precauciones y la FDS antes de comenzar el tratamiento. Utilizar sólo como se indica.
 3. Siempre mantenga los productos alejados del calor y de la luz solar.
 4. Evite el contacto de las resinas con la piel.
 5. Aisle los químicos fuertes del área de tratamiento.
 6. Asegúrese que el paciente no es alérgico a los materiales.
 7. Antes de usar en la boca, verifique que los materiales fluyan de la jeringa y la punta.
 8. Nunca empuje con fuerza el émbolo.
 9. Use las cubiertas para jeringas de Ultradent y/o limpie y desinfecte las jeringas entre pacientes.

ES

Precações gerais:
 1. Somente para uso profissional.
 2. Examine as instruções, precauções e SDS antes de iniciar o tratamento. Use apenas como indicado.
 3. Mantenha os produtos longe do calor e da luz solar direta.
 4. Evitar contato com a pele.
 5. Aplique substâncias químicas fortes só na área de tratamento.
 6. Confirmar se os pacientes não tem alergias aos materiais utilizados.
 7. Testar o escoamento dos materiais através da seringa e ponta antes da aplicação intraoral.
 8. Nunca forçar os êmbolos da seringa.
 9. Utilizar protectores de seringa Ultradent e/ou desinfetar seringas entre cada tratamento.

PT

Generella försiktighetsåtgärder:
 1. Enbart för professionell bruk.
 2. Läs igenom instruktionerna, försiktighetsåtgärderna och säkerhetsdatabladet före behandlingen påbörjas. Använd endast i enlighet med anvisningarna.
 3. Håll produkten borta från värme och solljus.
 4. Undvik hudkontakt med harts.
 5. Håll behandlingsområdet isolerat från starka kemikalier.
 6. Kontrollera att patienten inte är allergisk för behandlingsmaterialet.
 7. Testa att materialet flyter fritt ur sprutans spets innan användning intraoralt.
 8. Forcera aldrig kolven ner i sprutan.
 9. Använd Ultradent sprutskydd och/eller rengör sprutor mellan patienter.

SV

Generelle forholdsregler:
 1. Kun til professionelt brug.
 2. Læs vejledningen, forholdsreglerne og sikkerhedsdatabladene, inden behandlingen påbegyndes. Må kun anvendes som angivet.
 3. Udsæt ikke produktet for varme og sollys.
 4. Undgå hudkontakt med resiner.
 5. Isolér stærke kemikalier til behandlingsområdet.
 6. Få bekræftet at patienten ikke har kendte allergier mod de produkter, der anvendes ved behandlingen.
 7. Check at materialet flyder frit fra sprøjte og spids før brug intraoralt.
 8. Undlad at bruge voldsom kraft til at tvinge et stempel i funktion. Hvis stemplet ikke glider uhindret bør årsagen udredes først.
 9. Brug Ultradent Sprøjteposser og/eller rengør og desinficér sprøjterne efter hver patient.

DA

Yleiset ohjeet:
 1. Vain ammattikäyttöön.
 2. Lue ohjeet, varoitoimia koskevat kohdat sekä käyttöohjeistussuostiedote ennen hoidon aloittamista Käytä vain ohjeissa mainitulla tavalla.
 3. Säilytä tuote lämmöltä ja auringonvalolta suojattuna.
 4. Vältä ihokosketusta resiniin kanssa.
 5. Eristä käsiteltävä alue vahvoista kemikaaleista.
 6. Varmista että potilaalla ei ole todettuja allergioita hoitoonni pitessä käytettävillä aineilla.
 7. Testaa materiaalin juoksevuus ruiskusta ja kirjasta ennen materiaalin käyttöä intraoraalisesti.
 8. Älä käytä liikaa voimaa painaessasi ruiskun mäntää.
 9. Käytä Ultradent® ruiskunsuojaa ja/tai puhdistaa ruisku potilaiden välillä.

FI

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
 1. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
 2. Αναθεωρήστε τις οδηγίες, τις προφυλάξεις και το SDS προτού ξεκινήσετε τη θεραπεία. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.
 3. Φυλάξτε τα προϊόντα από την έκθεσή τους στο ηλιακό φως ή σε θερμότητα.
 4. Αποφύγετε την επαφή της ρητίνης με το δέρμα.
 5. Περιορίστε την επαφή των ισχυρών χημικών μόνο στην περιοχή της θεραπείας.
 6. Να επασιώσετε ότι ο ασθενής δεν έχει καμιά γνωστή αλλεργική αντίδραση στα υλικά της θεραπείας.
 7. Να δοκιμάσετε τη ροή των υλικών από τη σύριγγα και το ρύγχος πριν-τα χρησιμοποιήσετε ενδοστοματικά.
 8. Μην πιέετε ποτέ με δύναμη το έμβολο της σύριγγας.
 9. Να χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά καλύμματα συρμάτων της Ultradent και να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε τις σύριγγες μεταξύ των ασθενών.

EL