

# スターブラシの使用例



例) 1

- ・治療前の歯面清掃
- ・根管治療前の部分的歯面清掃



例) 2

- ・シーラント前の小窩裂溝清掃



例) 3

- ・矯正用ブラケット周辺部の歯面清掃

ⓧ 再使用禁止

**U2** ULTRADENT  
PRODUCTS, INC



Manufactured by Ultradent Products Inc.®

505 West 10200 South South Jordan, Utah 84095, USA    Made in the USA    24720-JP.1    041212

**U2** ULTRADENT  
JAPAN 株式会社